

Guantes desechables

La gama de guantes de un solo uso Fisherbrand™ está diseñada para ofrecer la mayor protección y comodidad. Estos son los guantes ideales para el día a día en el laboratorio. Vienen en un envase nuevo diseñado para reducir los residuos y el impacto medioambiental.

Guantes desechables de nitrilo extra confort, EPI categoría III

CE 0493

Escoja un guante con una comodidad y una sensibilidad al tacto mejoradas. Los cómodos guantes de nitrilo Fisherbrand no llevan talco ni látex, tienen un ajuste con reborde y dedos texturizados.

- Sin talco ni látex
- Ajuste, tacto y duración excepcionales
- Ambidiestros con dedos texturizados y puño con reborde
- No estériles
- 200 guantes por caja estándar (tamaño XL, 180 guantes por caja) para reducir los residuos y el impacto medioambiental
- Grosor: 0,07 mm (palma), 0,09 mm (dedo)
- Color: azul
- Longitud: 241,3 mm
- Se adaptan a la norma EN ISO 374/Tipo B

Información para pedidos

N.º cat.	Talla	Cantidad/Envase
15622367	XS	200
15632367	S	200
15642367	M	200
15652367	L	200
15662367	XL	180



Guantes desechables de nitrilo con puño extra largo EPI categoría III


CE 0493

Escoja un guante de larga duración y protección añadida. Los guantes de nitrilo Fisherbrand con puño más largo son extragrosos y totalmente texturizados para un mejor agarre.

- Sin talco ni látex
- Acabado totalmente texturizado para un agarre superior en superficies húmedas o secas
- Ambidiestros, no estériles y con puño con reborde
- Grosor: 0,15 mm (palma), 0,18 mm (dedo)
- Color: azul verdoso
- Longitud: 305 mm
- Se adaptan a la norma EN ISO 374/Tipo B

Información para pedidos

N.º cat.	Talla	Cantidad/Envase
15612367	XS	50
15662357	S	50
15672357	M	50
15682357	L	50
15692357	XL	50



Guantes desechables con aloe vera EPI categoría III

Estos guantes cuentan con una superficie texturizada para proporcionar un agarre ideal en condiciones de trabajo tanto en seco como con humedad. De color verde para que sean fáciles de identificar. Tienen un revestimiento refrescante de aloe vera en la cara interior que los convierten en los guantes ideales para un uso prolongado.

- Guantes profesionales de nitrilo que ofrecen la comodidad y el tacto del látex
- Cómodos, resistentes y duraderos
- El revestimiento de aloe vera de la cara interior impide que las manos se sequen y se agrieten
- 100 guantes ambidiestros por caja estándar para reducir los residuos y el impacto medioambiental
- EPI de categoría III, AQL 1.5, EN ISO 374/Tipo B
- Grosor: 0,06 mm



Información para pedidos

N.º cat.	Talla	Cantidad/Envase
15193269	S	100
15103279	M	100
11772779	L	100
15113279	XL	100

Guantes desechables de látex con aloe vera EPI categoría III

Los guantes de látex Fisherbrand son cómodos y proporcionan una barrera protectora. Contienen aloe vera para impedir que la piel se seque y se agriete.

- Guantes de látex que ofrecen una barrera protectora
- Contienen aloe vera para evitar que la piel se seque, agriete y quemé
- Texturizados para un agarre excelente
- Sin talco
- EN ISO 374/Tipo B (AQL 1.5)
- Longitud 240 mm



Información para pedidos

N.º cat.	Talla	Cantidad/Envase
15153269	S	100
15173269	M	100
15163269	L	100
15183269	XL	100

© 2017 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.
Trademarks used are owned as indicated at fishersci.com/trademarks.

En España:

Para hablar con Atención al Cliente llame al 902 239 303
Para tramitar un pedido: fax: 902 239 404 / email: es.fisher@thermofisher.com
Para pedidos online: fishersci.es

 **fisher scientific**
part of Thermo Fisher Scientific