

# Guía para las etiquetas de muestras de laboratorio

Brady ofrece etiquetas de identificación duraderas para cualquier muestra de laboratorio. Las etiquetas están diseñadas para permanecer adheridas y legibles en las más adversas condiciones de laboratorio si se imprimen con impresoras de Brady.

## Identificación de viales criogénicos



### B-490, B-492


Etiqueta de poliéster ultrafina FreezerBondz™ para etiquetar viales, tubos y pajuelas congeladas\* o a temperatura ambiente. Resistencia superior a productos químicos y abrasiones.

**Soporta:**



\*Para identificar un vial ya congelado, la etiqueta se debe utilizar con superposición.

## Identificación de placas/frascos



### B-499 (Permanente)

Etiqueta de tejido de nailon grueso que facilita su manipulación y adaptabilidad.

**Soporta:**



### B-403 (disoluble)

Etiqueta de papel soluble en agua que se disuelve completamente en 30 segundos en contacto con agua caliente sin dañar la superficie y sin dejar residuos pegajosos

**Soporta:**



### B-533 (removable)

Etiqueta removible de poliéster para aplicaciones que requieren una retirada limpia.

**Soporta:**



## Identificación de casetes



### B-482

Etiqueta de poliéster con resistencia superior a productos químicos de procesamiento de tejidos y procedimientos integrados. Usar con el Sistema de fijación de etiquetas BSP31 para identificación de casetes de tejido desde el inicio del proceso.

**Soporta:**



## Identificación de portaobjetos



### B-481

Etiqueta de poliéster StainerBonz™ para un rendimiento y resistencia química extremos en procesos de tinción de portaobjetos.

**Soporta:**



## Identificación de tubos y viales de cristal



### B-461

Etiqueta ultrafina de poliéster con faldón transparente que protege la impresión y permite ver los niveles de líquido.

**Soporta:**



\*Adecuado para la aplicación de nitrógeno líquido si el material está envuelto sobre sí mismo, como en los autolaminados.



### B-7425

Etiqueta de polipropileno con resistencia moderada a los productos químicos, ideal para etiquetar contenedores de muestras secos y a temperatura ambiente.

Esta etiqueta también está disponible en una versión con indicación de esterilización.

**Soporta:**



## Identificación general



### B-423

Etiqueta blanca de alta adherencia para el etiquetado de cajones, estantes, armarios y etiquetado general.

**Soporta:**



### B-595

Etiqueta de alta adherencia para el etiquetado de cajones, estantes, armarios y etiquetado general. Disponible en blanco, rojo, amarillo, verde, azul, naranja, negro y transparente.

**Soporta:**



# Guía para las impresoras de etiquetas de muestras de laboratorio

En su laboratorio puede imprimir cualquier etiqueta duradera de identificación de muestras de laboratorio utilizando las impresoras de etiquetas\* profesionales y el software de etiquetado de Brady. **No pierda más muestras por etiquetas que se desprenden o quedan ilegibles.**

### Impresora de etiquetas BMP21-LAB €



**Volumen por día:** 75 etiquetas  
**Funciona con LIMS:** No  
**Funciona con Brady Workstation:** No  
**Imprime etiquetas de hasta:** 19,00 mm

<b>2 AÑOS DE GARANTÍA</b>				
<b>SÍMBOLOS</b>				

### Impresora de etiquetas BBP12 €€



**Volumen por día:** 500 etiquetas  
**Funciona con LIMS:** Sí  
**Funciona con Brady Workstation:** Sí  
**Imprime etiquetas de hasta:** 112 mm

<b>1 AÑO DE GARANTÍA</b>				
<b>SÍMBOLOS</b>				

### Impresora de etiquetas BMP51 €€



**Volumen por día:** 500 etiquetas  
**Funciona con LIMS:** Sí  
**Funciona con Brady Workstation:** Sí  
**Imprime etiquetas de hasta:** 38,10 mm

<b>2 AÑOS DE GARANTÍA</b>				
<b>SÍMBOLOS</b>				

### Impresora de etiquetas en color BradyJet J2000 €€€



**Volumen por día:** 3000 etiquetas  
**Funciona con LIMS:** Sí  
**Funciona con Brady Workstation:** Sí  
**Imprime etiquetas de hasta:** 101,60 mm

			<b>1 AÑO DE GARANTÍA</b>
<b>SÍMBOLOS</b>			

### BradyPrinter M611 €€



**Volumen por día:** 750 etiquetas  
**Funciona con LIMS:** Sí  
**Funciona con Brady Workstation:** Sí  
**Imprime etiquetas de hasta:** 50,80 mm

<b>2 AÑOS DE GARANTÍA</b>				
<b>SÍMBOLOS</b>				

### BradyPrinter i3300 €€€



**Volumen por día:** 1000 etiquetas  
**Funciona con LIMS:** Sí  
**Funciona con Brady Workstation:** Sí  
**Imprime etiquetas de hasta:** 101,60 mm

<b>1 AÑO DE GARANTÍA</b>				
<b>SÍMBOLOS</b>				

### Impresora de etiquetas BMP71 €€€



**Volumen por día:** 1000 etiquetas  
**Funciona con LIMS:** Sí  
**Funciona con Brady Workstation:** Sí  
**Imprime etiquetas de hasta:** 50,80 mm

<b>2 AÑOS DE GARANTÍA</b>				
<b>SÍMBOLOS</b>				

### BradyPrinter i5100 €€€€



**Volumen por día:** 5000 etiquetas  
**Funciona con LIMS:** Sí  
**Funciona con Brady Workstation:** Sí  
**Imprime etiquetas de hasta:** 105,70 mm

<b>2 AÑOS DE GARANTÍA</b>				
<b>SÍMBOLOS</b>				

\*Algunas etiquetas para muestras de laboratorio solo están disponibles en impresoras específicas.