

# Microcentrifugas accuSpin™ Micro 17 / Micro 17R

**Microcentrifugas de alta velocidad compactas y económicas, ideales para investigación en ácidos nucleicos y otras separaciones por volumen (microlitros)**

- Capacidad: 48 ml (24 tubos 1,5/2 ml)
- Velocidad máxima/FCR: 13.300 rpm/17.000 xg
- Modelos disponibles: ventilada (Art. n° 11516873) o refrigerada (Art. n° 11526873)
- Mandos fáciles de usar con pantalla digital
- Temporizador ajustable en 99 minutos y función de quick-spin para centrifugaciones cortas
- La memoria retiene el último ajuste para facilitar funcionamientos repetitivos
- Incluye rotor y tapa de biocontención
- Rango de temperatura (modelo 17R) -9° a +40 °C
- Dos años de garantía

## Technische Spezifikationen

Capacidad:	24 x 1.5/2.0mL
Pantalla:	LED
Velocidad máx.:	13,300rpm
FCR máx.	17,000xg
Temporizador:	1 a 99 min
Rango de temperatura	-9° a +40 °C (modelo 17R)
Nivel de ruido:	<56 dBA



modelo refrigerado Micro 17R  
(Cat. No 11526873)

modelo ventilado Micro 17  
(Cat. No 11516873)

Art. n°	Descripción
<b>11516873</b>	Microcentrifuga ventilada Micro 17 (243 x 225 x 352 mm l x an x al)
<b>11526873</b>	Microcentrifuga refrigerada Micro 17R (295 x 330 x 445 mm l x an x al)
Accesorios	
<b>10544733</b>	Rotor de recambio para 24 microtubos de 1,5/2 ml
<b>10177222</b>	Tapa de biocontención de recambio
<b>10554563</b>	Rotor 4 x 8 PCR, con capacidad para cuatro tiras de ocho tubos para PCR ó 32 tubos individuales para PCR, incluye tapa antiaerosol ClickSeal

© 2017 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.  
Trademarks used are owned as indicated at [fishersci.com/trademarks](http://fishersci.com/trademarks).

Austria: +43(0)800-20 88 40 Belgium: +32 (0)56 260 260 Denmark: +45 70 27 99 20  
Germany: +49 (0)2304 9325 Ireland: +353 (0)1 885 5854 Italy: +39 02 950 59 478  
Finland: +358 (0)9 8027 6280 France: +33 (0)3 88 67 14 14 Netherlands: +31 (0)20 487 70 00  
Norway: +47 22 95 59 59 Portugal: +351 21 425 33 50 Spain: +34 902 239 303  
Sweden: +46 31 352 32 00 Switzerland: +41 (0)56 618 41 11 UK: +44 (0)1509 555 500