



fisherbrand

Diálisis

Membranas para diálisis

Membranas para diálisis

Difunde los compuestos de bajo peso molecular en las soluciones acuosas; retiene las proteínas y bacterias en la membrana.

- Membranas para diálisis de celulosa regenerada
- Disponibles en un rango de 3,5 kDa a 14 kDa
- El pack incluye dos pinzas de bloqueo de membrana y un par de tijeras quirúrgicas
- Membranas suministrados en una bobina de poliestireno que elimina la absorción de glicerina de las membranas
- Las membranas se suministran en una bolsa de plástico con un desecante para el control de la humedad
- Se suministran con las hojas de datos de lote individual facilitadas por un laboratorio externo



Referencia	Descripción	Cantidad/Envase
15203857*	Membranas para diálisis, diámetro de 14,6 mm, rollo de 30 m, de 6 a 8 kDa MWCO	1
15213857*	Membranas para diálisis, diámetro de 20,4 mm, rollo de 30 m, de 6 a 8 kDa MWCO	1
15223857*	Membranas para diálisis, diámetro de 25,5 mm, rollo de 30 m, de 6 a 8 kDa MWCO	1
15233857*	Membranas para diálisis, diámetro de 31,8 mm, rollo de 30 m, de 6 a 8 kDa MWCO	1
15243857*	Membranas para diálisis, diámetro de 6,37 mm, rollo de 15 m, de 12 a 14 kDa MWCO	1
15293847*	Membranas para diálisis, diámetro de 15,9 mm, rollo de 15 m, de 12 a 14 kDa MWCO	1
15253857*	Membranas para diálisis, diámetro de 28,6 mm, rollo de 15 m, de 12 a 14 kDa MWCO	1
15283847	Membranas para diálisis, diámetro de 6,37 mm, rollo de 30 m, de 12 a 14 kDa MWCO	1
15273847	Membranas para diálisis, diámetro de 15,9 mm, rollo de 30 m, de 12 a 14 kDa MWCO	1
15263847	Membranas para diálisis, diámetro de 21,0 mm, rollo de 30 m, de 12 a 14 kDa MWCO	1
15253847	Membranas para diálisis, diámetro de 28,6 mm, rollo de 30 m, de 12 a 14 kDa MWCO	1
15233847*	Membranas para diálisis, diámetro de 12,1 mm, rollo de 15 m, 3.500 kDa MWCO	1
15263857*	Membranas para diálisis, diámetro de 29,3 mm, rollo de 15 m, 3.500 kDa MWCO	1
15273857	Pinza de membranas para diálisis, ancho de sellado de hasta 46 mm	10
15243847	Pinza de membranas para diálisis, ancho de sellado de hasta 65 mm	10

© 2017 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.
Trademarks used are owned as indicated at fishersci.com/trademarks.

En España:

Para hablar con Atención al Cliente llame al 902 239 303

Para tramitar un pedido: fax: 902 239 404 / email: es.fisher@thermofisher.com

Para pedidos online: fishersci.es

+ 12677_ES_ES

fisherscientific
by Thermo Fisher Scientific