

La serie de registradores de datos de temperatura Traceable™ Fisherbrand es muy utilizada para distintos fines en gran variedad de entornos de trabajo, tales como laboratorios de investigación general, procesamiento de alimentos, sector médico, agricultura y sector medioambiental. Ofrecen un registro de temperatura preciso y fiable durante los procesos operativos para garantizar la obtención de los mejores resultados y la máxima calidad.

Todos los termómetros Traceable™ de registro de datos de Fisherbrand se certifican individualmente, garantizando su correcta calibración para ofrecer resultados totalmente fiables.

Registrador de datos de temperatura Traceable™ Logger-Trac™



Perfecto para envíos

- Registrador de datos de temperatura pequeño y compacto, con capacidad de almacenamiento para 7.680 lecturas
- En la pantalla LCD activa se ven los siguientes datos: temperatura actual, temperatura mínima y máxima, estado de registro, tiempo de funcionamiento, tiempo de alarma (desviación) acumulado, estado de cuarentena, contador de duración de la alarma
- Indica la duración acumulada de las alarmas a partir de los valores mínimo y máximo seleccionados por el usuario
- Unidad reutilizable y reprogramable
- Se integra con el software MaxiThermal para realizar análisis de datos completos
- Perfecto para supervisar la temperatura y la humedad durante desplazamientos
- Incluye pila y certificado Traceable™

Nº Cat.	Intervalo	Resolución	Precisión
15398754	-35 a 50°C (-31 a 122°F)	0,1°	± 0,2° C de 0 a 10°C, ±1 con otros valores

Accesorios

Nº Cat.	Descripción
15308764	Funda protectora de papel Logger-Trac™ (100/paquete)
15338764	Base con cable Logger-Trac™
15348764	Software MaxiThermal™

Registrador de datos de temperatura/ HR Traceable™ Logger-Trac™

Permite registrar y descargar lecturas de temperatura y humedad en cualquier entorno



- Registrador de datos de humedad y temperatura con capacidad de almacenamiento para 30.720 lecturas
- En su pantalla LCD activa se ven los siguientes datos importantes: temperatura actual, temperaturas mínima y máxima, nivel de humedad actual, estado de registro, tiempo de funcionamiento, tiempo de alarma (desviación) acumulado
- Conozca inmediatamente la duración de la desviación de la temperatura y la humedad
- Unidad reutilizable y reprogramable, con intervalos de registro seleccionados por el usuario
- Se integra con el software MaxiThermal para realizar análisis de datos completos; el software incluye valores de control de alarma, intervalos de registro de temperatura y humedad, aplazamiento del inicio, tecla de parada
- Perfecto para supervisar la temperatura y la humedad durante desplazamientos o en el entorno del laboratorio
- Incluye pila y certificado Traceable™

Nº Cat.	Intervalo	Resolución	Precisión	Humedad: Intervalo	Resolución	Precisión
15318764	-29 a 72°C (-58 a 161°F)	0,1°	±0,2°C de 0°C a 10°C, 0,5°C con otros valores	HR de 0 a 100%	HR 0,1%	Precisión: ±3% de 25 a 75% de HR, ±5% con otros valores

Accesorios

Réf. cat.	Descripción
15348764	Cable USB Logger-Trac™
15358764	Software MaxiThermal™

Registrador de datos de temperatura LN2 Traceable™ Logger-Trac™

Sensor externo diseñado para trabajar a -200°C en el laboratorio o en desplazamientos



- Registrador de datos de temperatura con capacidad de almacenamiento para 64.000 lecturas
- En su pantalla LCD activa se ven los siguientes datos importantes: temperatura actual, temperaturas mínima y máxima, tiempo de registro
- Indica la duración acumulada de las alarmas a partir de los valores mínimo y máximo seleccionados por el usuario
- Cuando se genera una alarma, se ve la siguiente información adicional en la pantalla LCD: contador de duración de la alarma, notificación de alarma y tiempo de alarmas acumulado
- Sensor interno para medir la temperatura ambiente y una sonda externa para monitorizar material criogénico en tránsito, así como reactivos, muestras clínicas, muestras congeladas, fármacos y alimentos en cualquier lugar
- Unidad reutilizable y reprogramable, con intervalos de registro seleccionados por el usuario
- Tamaño compacto y clasificación IP66 contra entrada de agua
- Se integra con el software MaxiThermal para realizar análisis de datos completos; el software incluye valores de control de alarma, intervalos de registro de temperatura, plazo de inicio, tecla de parada
- Incluye pila y certificado Traceable™

Nº Cat.	Intervalo	Resolución	Precisión	Resolución	Precisión
15328764	para el sensor interno -29 a 72°C (-20 a 162°F) para el sensor externo -200 a 72°C (-328 a 162°F)	0,1° para el sensor interno	±0,2°C de 2°C a 10°C, 2°C con otros valores para el sensor interno	0,1° valores para para el sensor interno	±0,2°C de 0°C a 30°C, 2°C con otros valores para el sensor interno

Accesorios

Nº Cat.	Descripción
15348764	Cable USB Logger-Trac™
15358764	Software MaxiThermal™